




AJL BBG



Solución Oftalmológica

Nombre de marca	AJL BBG
Referencia	AJL BBG 0,025%.
Descripción e indicaciones	AJL BBG 0,025% es una solución oftalmológica estéril de azul brillante G, no pirógena, isotónica y lista para usar en la cirugía vitreoretinal. La solución BBG es capaz de teñir eficazmente la membrana limitante interna (MLI). <u>Indicaciones:</u> Al tener mayor afinidad con la membrana limitante interna (MLI) y menor con la membrana epirretinal, permite visualizar mejor la MLI, facilitando así la descamación en operaciones quirúrgicas de enfermedades maculares como el agujero macular o la fibrosis macular. <u>Propiedades:</u> • Solución estéril lista para usar: no requiere mezcla ni filtrado. • Excelente biocompatibilidad. • No tiene efectos secundarios adversos. • Fácil eliminación del producto residual.
Composición	Solución oftalmológica estéril de azul brillante G 0,025%.
Método de esterilización	Vapor.
Presentación	Jeringa de vidrio precargada de 1 ml.
Caducidad	3 años


* Producto con marcado CE



REV: 05. 07/2022



AJL BBG



Ophthalmic Solution

Brand name	AJL BBG
Reference	AJL BBG 0.025%
Description and Indications	AJL BBG 0.025% is an ophthalmic sterile, non-pyrogenic, isotonic solution, ready for use in vitreoretinal surgery. The BBG solution is capable of effectively staining the inner limiting membrane (ILM). <u>Indications:</u> Greater affinity with the inner limiting membrane (ILM) and lesser with the epiretinal membrane, allowing an improved view of the ILM and facilitating the peeling in surgical operations for macular diseases, such as Macular Hole or Macular Fibrosis. <u>Properties:</u> • Ready-to-use sterile solution: does not require mixing or filtering. • Excellent biocompatibility. • No adverse side-effects. • Easy elimination of residual product.
Composition	Brilliant blue G sterile ophthalmic solution at 0.025%
Sterilization method	Steam.
Supply	Sterile, single unit. Contains a 1 ml prefilled glass syringe.
Shelf-life	3 years

* Product with CE marking



REV: 05. 07/2022